

Vendaje acoplable para heridas intraorales

# Ora-Aid

## Características & Beneficios

Este producto es un apósito protector no-eugenol aplicado a heridas intrabucales.

- Concepto avanzado en el acondicionamiento intraoral.
- Protege las heridas intraorales de los alimentos, las bacterias y el humo del cigarrillo.
- Ayuda en la hemostasia.
- Protege el hilo de sutura de la irritación de la lengua.
- Fuerte adhesión con polímero hidrófilo
- Fácil de cortar en diferentes formas / tamaños.
- Autoadhesivo con saliva.
- Reduce la irritación en la boca.
- Seguro y fácil de usar.
- El sabor a menta reduce la halitosis.
- Contiene vitamina E.



## Modo de uso

Aplicable a cualquier caso en la cavidad oral para proteger heridas intraorales.

- Promueve la curación después de la cirugía oral y el tratamiento.
- Heridas abiertas y sutura abierta.
- Dolor cancro.
- Proteja el hilo de sutura de la irritación de la lengua.
- Protege el dolor de las llagas producidas por la ortodoncia.
- Protege el barniz de flúor o los dientes sensibles.
- Sabor refrescante después del procedimiento quirúrgico.
- Ayuda en la hemostasia.



Implantación



Cirugía



Periodontal



Extracción



Braquets



Estomatitis



Herida Oral



Infección

REF TBM-OB25, TBM-OB51 3 años

REF	NÚMERO DE MODELO	⚠	PRECAUCIÓN
LOT	NÚMERO DE LOTE	📖	CONSULTAR INSTRUCCIONES DE USO
🏭	FABRICANTE	🚫	NO UTILIZAR SI EL PAQUETE ESTÁ DAÑADO
📅	FECHA DE FABRICACIÓN	🌡	TEMPERATURA LÍMITE
👤	USAR POR	☀	MANTENER ALEJADO DE LA LUZ SOLAR
🚫	NO REUSAR	CE	MARCA CE
EC REP	REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA COMUNIDAD EUROPEA	GMP	CERTIFICADO DE GMP

# Ora-Aid

## Instrucciones & Almacenamiento

### Instrucciones



- 1 Irrigar la herida con una solución estéril o salina.
- 2 Cortar Ora-Aid con forma y tamaño adecuados.
- 3 Retirar ligeramente la humedad con una gasa en la herida. Una exudación excesiva puede reducir su fuerza adhesiva y su tiempo de uso.
- 4 Retire el papel transparente y aplíquelo sobre la herida.
- 5 Presione suavemente Ora-Aid de 5 a 10 segundos mientras Ora-Aid se adhiere a la herida (según las circunstancias, presione repetidamente).

### Almacenamiento

- 1 Almacene el producto a temperatura ambiente (1-35°C), lejos de la luz solar directa o fuente de calor.
- 2 No seguir las condiciones de almacenamiento puede provocar un bajo rendimiento del producto (adhesión, capacidad de absorción).

## ⚠ Precauciones

### Precauciones de uso previo

- 1 Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.
- 2 No use el producto si parece dañado o contaminado antes de su uso (Algunas burbujas en el producto provienen del proceso de fabricación y son seguras).
- 3 Este dispositivo médico es para un sólo uso. Si se reutiliza, el producto puede causar infección, infección cruzada e inflamación.

### Precauciones durante el uso

- 1 Si experimenta hinchazón, reacción alérgica, malestar estomacal o cualquier signo de infección, consulte a su médico.
- 2 No lo use en heridas profundas con sangrado excesivo.
- 3 Por favor, no elimine Ora-Aid por la fuerza. El lado del accesorio se cae automáticamente cuando se disuelve por completo.
- 4 Retire el lado de protección caído de una herida. Preste especial atención para quitar el lado de protección antes de ir a dormir, o en el caso de niños pequeños (menores de 5 años).  
\* Aunque la adhesión de Ora-Aid dura más de 6-12 horas, el tiempo de uso real depende del entorno oral.