



NUEVOS DISCOS MULTICAPA DE ZIRCONIO DE ALTA CALIDAD  
/ NEW MULTILAYER ZIRCONIO HIGH QUALITY DISC

Los nuevos **discos explore®** con multicapa de zirconio, superan todos los discos de zirconio actuales en el mercado, por su equilibrio único de resistencia y translucidez.

/ The new **explore®** discs with multilayer zirconium, surpasses all the current zirconium discs in the market, for its unique balance of resistance and translucency.



**¿Por qué elegir zirconio?**

El zirconio es conocido como "acero cerámico" y tiene propiedades óptimas para el uso dental: dureza, permanencia y resistencia a la flexión superiores a otro materiales, además de excelentes propiedades de desgaste y biocompatibilidad.

**CARACTERÍSTICAS DE LOS DISCOS explore®**

- Translucidez para incisivos anteriores.
- Degradado de color multicapa.
- Alta resistencia para soportar todos los puentes.
- Alta resistencia a la fractura para resistir el astillado.

**/ Why choose zirconium?**

Zirconium is known as "ceramic steel" and has optimal properties for dental use: hardness, permanence and flexural strength superior to other materials, as well as excellent wear and biocompatibility properties.


**CHARACTERISTICS OF explore® DISCS**

- Translucency for anterior incisors.
- Multilayer color gradient.
- High resistance to support all bridges.
- High fracture resistance to resist chipping.


El zirconio es una cerámica muy fuerte con propiedades químicas y físicas similares a las del titanio. Estos dos materiales son comúnmente utilizados en implantología, sobre todo porque no inhiben las células que forman el hueso (osteoblastos), que son esenciales para la osteointegración.



Zirconium is a very strong ceramic with chemical and physical properties similar to those of titanium. These two materials are commonly used in implantology, especially since they do not inhibit the cells that form bone (osteoblasts), which are essential for osseointegration.



1. ESCANEAR / 1. SCANNING



**SCAN FIT III**  
 Escáner dental para laboratorio  
 Dental scanner for laboratory

2. DISEÑAR / 2. DESIGN



**CAD & LIBRERÍA**  
 Librería de Implantes & Librería de Análogos  
 Implants library & Abutments library

3. FRESAR / 3. MILLING



**FRESADORA DUAL**  
 Acondicionada para discos de zirconio.  
 Conditioning for zirconium discs.

4. PULIR / 4. POLISHING



**FRESAS GT-MEDICAL**  
 Fresas para pulido de zirconio.  
 Dental burs for polishing zirconium.

5. ESMALTAR Y MAQUILLAR / 5. GLAZING & MAKEUP



**DEFINIFIT PREMIUM**  
 Kit de Maquillaje para esmaltar y maquillar  
 Makeup kit to glaze and make up.